

→
EL08FS
LETTINO FISSO PER
CHIROPRACTICA



CARATTERISTICHE TECNICHE



Letto di 7 sezioni

Lunghezza: 173 cm

Larghezza: 53 cm

Altezza: 64 cm

Peso: 120 kg

Peso max.: 225 kg

Spessore del
materasso: 8 cm

Densità: 36 kg/m³

Tappezzeria: MED PVC ●

FUNZIONI MANUALI



- Poggiatesta regolabile: inclinazione, altezza e distanza tra le due sezioni
- Sezione poggiatesta estensibile fino a 12 cm e con inclinazione regolabile (0° a +30°)
- 3 sezioni con drop regolabile ed azionamento a pedale: toracica, lombare e pelvica.
- 1 sezione con drop regolabile ed azionamento con comando: cervicale

INCLUDE



- Braccioli
- Portarotolo per la sezione della testa
- Piede regolabile (per stabilizzare)

CERTIFICAZIONI CE




- 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Lym Fix

→
SCHEDE TECNICA

CONFY CARE

→
EL08FS
LETTINO FISSO PER
CHIROPRACTICA



KG 225 kg
max

