

# Tecar regolamentata per lavorare in sicurezza COVID-19



Osteo Warm 300, Hi Comby 300:  
radiofrequenza, radiofrequenza in atermia, Tecar

Trattamento non operatore dipendente  
con applicatori modellabili:  
avambraccio



Trattamento non operatore dipendente  
con applicatori modellabili:  
ginocchia

Osteo Warm 300, Hi Comby 300:  
radiofrequenza, radiofrequenza in atermia, Tecar



Trattamento non operatore dipendente  
con applicatori modellabili:  
ginocchia

Osteo Warm 300, Hi Comby 300:  
radiofrequenza, radiofrequenza in atermia, Tecar



Trattamento non operatore dipendente  
con applicatori modellabili:  
gomito

Osteo Warm 300, Hi Comby 300:  
radiofrequenza, radiofrequenza in atermia, Tecar



Trattamento non operatore dipendente  
con applicatori modellabili:

Osteo Warm 300, Hi Comby 300:  
radiofrequenza, radiofrequenza in atermia, Tecar



Trattamento non operatore dipendente  
con applicatori modellabili:  
gomito

Osteo Warm 300, Hi Comby 300:  
radiofrequenza, radiofrequenza in atermia, Tecar

# SPECIALE SICUREZZA

**Lavorare in sicurezza  
prodotti e soluzioni speciali  
per contrastare  
l'insorgenza COVID19**



**Mascherina FFP2**

**€ 5,33 +iva**

**Visiera Protettiva**

**€ 9,84 +iva**

**Protezione Plexiglas**

**mis 50x70 € 69 +iva**

*(Per Srivania, Bancone, Tavolino  
Anche misure personalizzate)*

**mis. 90x60 € 79 +iva**

**Colonna porta igienizzante**

**€ 69,67 +iva**

**Gel Igienizzante mani da 500 ml**

**€ 5,67 +iva**

**Gel Igienizzante mani da 1000 ml**

**€ 9,84 +iva**

**Gel igienizzante mani da 5000 ml**

**€ 30,33 +iva**

**Autoclave classe B 18 lt certificata**

**€ 1.820 +iva**

**Copriscarpe 100 pz**

**€ 7,20 +iva**

**Copriscarpe 200 pz**

**€ 13,90 +iva**

**Termometro digitale a infrarossi**

**€ 59,90 +iva**



**NHC Medical & Beauty Srl**

**Tel. +39 02.36102100**

**www.nhcelettromedicali.com - info@nhcelettromedicali.com**

## Lettino elettrico chiropratico ODESSA

### Dimensioni 180x55/55x90 Motori 1

FUNZIONI MOTORIZZATE: - Altezza (posizione piana): 55-90 cm  
FUNZIONI MANUALI: - Poggiatesta regolabile: inclinazione (0° a +20°) e distanza fra le due sezioni - Sezione poggiapiedi estensibile fino a 12 cm ed altezza regolabile - 4 sezioni con drop regolabile e comando manuale: cervicale, toracica, lombare e pelvica.

INCLUDE: - Pedaliera - Centralina per dispositivi medici - Braccioli - Portarotolo per la sezione della testa - 2 ruote per spostamenti - Piede regolabile (per stabilizzare)

CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 4.900~~ a **€ 3.590,00** + iva e trasporto



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**

## Lettino elettrico chiropratico LEOPOLI

### Dimensioni 188x62/46x66 Motori 1

FUNZIONI MOTORIZZATE: - Altezza (posizione piana): 46-66 cm  
FUNZIONI MANUALI: - Poggiatesta regolabile: inclinazione, altezza e distanza tra le due sezioni - Sezione poggiapiedi estensibile fino a 12 cm e con inclinazione regolabile (0° a +30°)

- 3 sezioni con drop regolabile ed azionamento a pedale: toracica, lombare e pelvica. - 1 sezione con drop regolabile ed azionamento con comando: cervicale

INCLUDE: - Pedaliera - Centralina per dispositivi medici - Braccioli - Portarotolo per la sezione della testa - 2 ruote per spostamenti

CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 5.460~~ a **€ 3.990,00** + iva e trasporto



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**

## Lettino elettrico chiropratico PUEBLA

### Dimensioni 210x61,5/42x107 Motori 2

FUNZIONI MOTORIZZATE: - Altezza (posizione piana): 60-106 cm

- Sezione media  
FUNZIONI MANUALI:  
- Movimento e spostamento totale del poggiatesta  
- Inclinazione e rotazione totali del poggiapiedi e del poggia gambe  
- Braccioli regolabili

INCLUDE: - Barra perimetrale per regolare l'altezza - Pedaliera per regolare la sezione media - Centralina per dispositivi medici - Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento - Piede regolabile (per stabilizzare)

CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 9.800~~ a **€ 7.089,00** + iva e trasporto



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**

Sedia da Massaggio  
posturale in lega leggera

**CUBA**



Dim. sedia (aperta): 56x74x107-112 cm  
Dim. sedia (piegata): 53x23x112 cm  
Peso: 10 kg Max. Carico: 180 kg  
Tappetzeria: PU - Spessore 5 cm

**€ 284,00**+ iva

Senza spese di spedizione con bonifico anticipato

Sedia da Massaggio  
posturale in acciaio

**GIAMAICA**




Dim. del prodotto (aperto):  
56x74x107-112 cm  
Dim. del prodotto (piegato):  
53x23x112 cm  
Peso: 17 kg - Max. Carico: 160 kg  
Tappetzeria: PVC - Spessore: 4 cm

**€ 149,00**+ iva

Senza spese di spedizione con bonifico anticipato

# Nuovo Laser NHC HP N Y 1064 12 wat



Laser NHC Yag 1064 nm, potenza modulabile fino a 12 WAT, alta penetrazione tissutale in tutta sicurezza. Biostimolazioni fotochimiche in profondità, stimolazione metabolica, analgesia, antiedemigeni, antiflogistici. Laser NHC Yag 1064 nm, consente di trattare

in assoluta sicurezza tutti gli stati infiammatori muscolo-scheletrici, superficiali e profondi, ripresa della mobilità.

Display Touch screen a colori, 8", con software uptodate. Protocolli terapeutici selezionabili per Zona Anatomica e branche specialistiche.

Scheda paziente, uscita USB.

Risultati sicuri e garantiti

- Riduzione del dolore, per alcuni casi fin dal primo trattamento.

**Rate personalizzate  
Senza interessi**

**FORMULA RENT TO BUY noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.**



**Carrello optional**

Oggi può essere tua a soli

**da € 16.900 a € 9.990,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

**NHC Medical & Beauty Srl**

**Tel. +39 02.36102100**

**www.nhcelettromedicali.com - info@nhcelettromedicali.com**



**Rate personalizzate  
Senza interessi**



**Rate personalizzate  
Senza interessi**



**Rate personalizzate  
Senza interessi**



## Ultrasuono Professionale

Due canali, due testine applicatori da 1 MHz  
a basso rilievo a tenuta stagna per l'uso anche in acqua  
Pulsato e Continuo - 3 watt

**FORMULA RENT TO BUY** noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 1.950~~ a **€ 1.490,00** + iva  
RATE PERSONALIZZATE

## Elettroterapia Professionale

2 canali indipendenti; Regolazione dose separata; Programmi di lavoro personalizzabili o preimpostati; Forme d'onda: jonodinamica - jonodinamica interrotta - impulso singolo - treno di impulsi - treno d'onda - tens - tens burst - agopuntura - quadrata bifase - esponenziale alternata bifase. Programmi: veicolante - antalgico - antalgico profondo - denervato grave - denervato medio - denervato leggero - tono - potenza - capillarizzazione - defaticante, riscaldamento.

**FORMULA RENT TO BUY** noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 1.495~~ a **€ 1.190,00** + iva  
RATE PERSONALIZZATE

## UNIFISIO Multimetrica 4 macchine in una

Elettroterapia due canali indipendenti - Laser HP 2 Wat - Magnetoterapia a Placche - Ultrasuono 1 MHz - Continuo e Pulsato - basso profilo - tenuta stagna per trattamenti in acqua-

**FORMULA RENT TO BUY** noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 4.636~~ a **€ 3.299,00** + iva  
RATE PERSONALIZZATE

## CRYO AND HOT THERAPY INGHILTERRA

Innovativo, pratico, sicuro, efficace, economico. Nella pratica sportiva, e nelle attività di tutti i giorni. Crioterapia - Ipertermia - Shock Termico Freddo e caldo con le Celle di Peltier. Questo dispositivo raffredda rapidamente e permette di veicolare il freddo in profondità 3/5°C a contatto, favorendo la desensibilizzazione della zona trattata, in modo da sottoporre il paziente a eventuali terapie senza fargli dolore. Termoterapia 42° C a contatto. Effetto Shock Termico

**FORMULA RENT TO BUY** noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 990~~ a **€ 590,00** + iva  
RATE PERSONALIZZATE

## AUTOCLAVE PHOENIX BLU

La phoenix Blu plus+ è una versione speciale dell'autoclave phoenix Blu. L'autoclave è pronta per collegare il sistema di osmosi sul lato dell'autoclave, è comunque possibile po-sizionare il sistema di osmosi su una parete o mobili fino a 2 m. di distanza. L'autoclave verrà fornita con un depuratore ad osmosi.



**Phoenix Blu plus 18**

**a € 4.500,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE



**Phoenix Blu Led plus 18**

**a € 4.260,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

**Phoenix Blu plus 24**

**a € 4.900,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

**Phoenix Blu Led plus 24**

**a € 4.660,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE



**Phoenix Blu Top 18**

**a € 4.590,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE



**Phoenix Blu Top 24**

**a € 4.990,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

FORMULA RENT TO BUY noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi.  
Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.

# L'ECOSCANNER PORTATILE



**PER STARE AL PASSO  
CON I TEMPI**

**INTERVENIRE SULLE PATOLOGIE  
CON METODICHE ECOASSISTITE.  
TECNICA E SCIENZA AL SERVIZIO  
DEL PAZIENTE.**

**VERIFICARE L'EVOLVERSI  
DELLA PATOLOGIA A 360°**



**Connessione Wireless:  
WIFI, BLUETOOTH, 3G/4/G LTE,  
WCDMA/ EDGE/GPR**



**FORMULA RENT TO BUY noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi.  
Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.**

**Oggi può essere tua a soli**

**da € 5.900 a € 3.990,00 + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE**

**Nel tuo studio professionale o a domicilio  
LE TERAPIE ECO ASSISTITE**

# Nuova Tecar Osteo Warm Med 2020

**Protocolli Preimpostati e liberi  
Touch screen 8"**



**Anche automatica bipolare  
e monopolare**



**Carrello optional**

**Corso di formazione gratuito**

**FORMULA RENT TO BUY noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.**

Oggi può essere tua a soli

**da € 8.900 a € 5.990,00** + iva e trasporto  
**RATE PERSONALIZZATE**

**VERSIONE STUDIO E PORTATILE**

La sicurezza e l'efficacia della Tecnologia trovano riscontro nei numerosi lavori di ricerca internazionali, Nuove metodologie nel trattamento della patologia muscolare e traumatica dell'atleta,  
• La tecnologia Osteo Warm Med nel trattamento di patologie acute e croniche da sport, La riabilitazione nelle Tendinopatie, L'impiego della tecnologia Osteo Warm Med nei traumi distorsivi di caviglia, Grazie alle reazioni indotte all'interno del tessuto biologico, la tecnologia Osteo Warm Med è in grado di supportare e potenziare qualsiasi tecnica manuale per accorciare i tempi e stabilizzare i risultati terapeutici.



**Rate personalizzate  
Senza interessi**

**SPECIALE COVID-19**

**MACCHINARIO SENZA  
OPERATORE DIPENDENTE**



Trattamento non  
con applica  
gin

Osteo Warm 3  
radiofrequenza, radi



## AUTOCLAVE MARATHON BL 18

Autoclave di classe B a vuoto frazionato conforme alla normativa (EN 13060). Indicata per la sterilizzazione di strumenti, anche imbustati, tessuti e corpi cavi quali manipoli, turbine e frese. Sistema di controllo della qualità dell'acqua che permette di verificare e preservare il corretto funzionamento dell'autoclave.

Accesso al vano serbatoi idrici al fine di garantire la possibilità di ispezionare e pulire facilmente. Processi di lavoro integralmente automatici che garantiscono una sterilizzazione di tipo B. Riscaldamento bilanciato, preciso ed omogeneo della camera e tecnologia integrata PWM che elimina gli sbalzi termici consentendo una corretta sterilizzazione, riducendo al minimo la possibilità di danneggiare strumenti, manipoli e turbine.

Asciugatura perfetta ed efficace grazie all'ausilio di una potente pompa che ventila la camera attraverso un filtro batteriologico. Tracciabilità dei dati di sterilizzazione attraverso la stampante integrata o tramite supporti opzionali USB o SD Card

Display semplice ed intuitivo

Caratteristiche e vantaggi:

- display semplice ed intuitivo
- ciclo per materiale non imbustato a 134°C
- ciclo per materiale imbustato a 134°C
- ciclo per materiali porosi a 121°C
- ciclo Prion - ciclo Bowie & Dick - ciclo Vacuum Test
- dimensioni: larghezza 445mm - profondità 560mm - altezza 400mm - peso 54kg
- dimensioni camera: volume 18 l - 204x198 mm. - profondità 285 mm.



Oggi può essere tua a soli

**a € 1.820,00**

+ iva e trasporto

**RATE PERSONALIZZATE**

**FORMULA RENT TO BUY noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.**



MADE IN ITALY

## CRYOS CARD

**FINO A - 10° E + 50°**

Termoterapia - Cryoterapia

Cryos Card è un dispositivo medico destinato a fisioterapisti, medici e preparatori sportivi per la terapia del freddo Crioterapia (fino a - 10°) e del caldo Termoterapia, (fino a + 50°)

La formula Rent To Buy- noleggio operativo consente di distribuire l'importo in 10 rate mensili senza interessi, interamente detraibile dalle tasse " possibile noleggio oltre 10 mesi con interessi

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 2.415~~ a **€ 1.980,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

**Rate personalizzate  
Senza interessi**



### Carrello **ALABAMA**

Carrello metallico bianco dal design semplice e pratico. È dotato di un cassetto con chiave e 3 ampi ripiani in vetro traslucido su cui riporre la strumentazione. Totale mobilità grazie alle sue 4 ruote.

**DIMENSIONI:** 60X46,5X80,5 cm  
CODICE: WE

da ~~€ 350~~ a **€ 205,00** + iva e trasporto



### Carrello **VIRGINIA**

Carrello dalla struttura metallica bianca con 2 ripiani e 2 cassetti con chiave, disegnato per appoggiarvi delle apparecchiature o per immagazzinare multipli accessori. Mobilità totale grazie alle sue 4 ruote.

**DIMENSIONI:** 55,5x42x82 cm  
CODICE: DD

da ~~€ 350~~ a **€ 215,00** + iva



### Carrello **FLORIDA**

Carrello di metallo bianco, dal design semplice e pratico. Dotato di 3 grandi ripiani di vetro traslucido per il posizionamento delle attrezzature. Mobilità totale grazie alle sue 4 ruote.

**DIMENSIONI:** 60x45x80 cm Peso: 16 Kg  
CODICE: WE

da ~~€ 269~~ a **€ 130,00** + iva



### Carrello **TENNESSE**

Carrello dalla struttura in metallo bianco dotato di un cassetto con chiave e 3 ripiani, disegnato per appoggiarvi delle apparecchiature e riporre multipli accessori. Totale mobilità grazie alle 4 ruote.

**DIMENSIONI:** 55,5x42x82 cm  
CODICE: WE

da ~~€ 320~~ a **€ 194,00** + iva e trasporto



### **SALAPIUM CREAM**

Crema per Tecar Capacitiva e resistiva Radiofrequenza e Diatermia

Confezione da 12 Bottiglie da 1000 ml cad.

**€ 144,00** +iva e trasporto

Acquisto diretto e senza spese di spedizione con bonifico anticipato

### **OSSIGENO OZONO TERAPIA**

3 pezzi

Confezione da 250 ml in tubo

**€ 75,00** +iva e trasporto

Disponibile anche in confezioni da 500 ml e 1000 ml in vasetto



**FORMULA RENT TO BUY** noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.

# CRIOSAUNA



## Tecnologia innovativa, sviluppata da specialisti

La Cryosauna è costituita da una Cryo Cabina nella quale viene raffreddato il vapore ozonato a circa -200° La Cryosauna è una pratica moderna per il miglioramento dell'efficienza fisica finalizzata al raggiungimento di migliori prestazioni del nostro organismo in molteplici ambiti.

Tutto il corpo, stimolato dal sistema nervoso in seguito al repentino abbassamento della temperatura, registra un insieme di effetti benefici: Antidolorifico, Analgesico, Antinfiammatorio, Antiedemigeno. Biostimolante a livello cutaneo, vascolare e circolatorio. Vengono trattate diverse Patologie e Disordini:

Lombalgia, Cervicalgia, Disordini e dolori articolari, Tendinopatie, Lesioni muscolari, Ematomi, Edemie versamenti articolari, Sovraccarico Muscolare, Malattie reumatiche, Miopatie, Disturbi post-trauma, Dermatiti e affezioni cutanee, Disturbi del sonno e Cellulite è indicata: negli Sportivi, accorcia i tempi di recupero; nelle malattie reumatiche, post trauma (es. distorsioni di ginocchio e caviglia, lussazione della spalla), post operatorio, dolori cronici, anche diffusi, dermatite, disordini del microcircolo, cellulite, sovrappeso, brucia da 600 Kc a 1000 Kc per ogni seduta

Utilissima Nello Sport per il recupero veloce

**UTILE PER LA PRATICA SPORTIVA E PER IL DIMAGRIMENTO, e non solo....**

**CryoStar Simple a € 29.999,00+ iva e trasporto**

**CryoStar Grand a € 33.999,00+ iva e trasporto**

**Iceberg Localizzato a € 18.999,00+ iva e trasporto**



**Assistenza Elettromedicali di tutte le Marche**

Via Mosca, 23 - 76123 Andria BT - Info +39 330 319791

**AUTOCLAVE HYDRA 100****LA CARATTERISTICA PRINCIPALE È  
L'AFFIDABILITÀ!**

L'autoclave Hydra 100 è un autoclave in classe N conforme alla direttiva 93/42/CEE sulle piccole sterilizzatrici a vapore. Con la sua affidabilità, rapidità, e minor ingombro è una valida alternativa alle autoclavi in classe B per la sterilizzazione di strumenti solidi non imbustati.

L'autoclave Hydra 100 è un autoclave in classe N, completamente automatica, di facile utilizzo è in grado di effettuare cicli completi di sterilizzazione a 125°C in soli 15 minuti.



Oggi può essere tua a soli  
**a € 1.230,00**

**+ iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE**

**FORMULA RENT TO BUY noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi.  
Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.**

## Lettino multifunzione VARSAVIA

### Dimensioni 188x63x71 Codice DD

#### DESCRIZIONE:

Lettino fisso multifunzionale a 1 snodo dalla struttura robusta. Inclinazione dello schienale regolabile manualmente e foro facciale. Rivestimento in PVC bianco di facile pulizia.

Dotato di portarotolo.

Oggi può essere tua a soli

~~da € 454~~ a € 259,00 + iva e trasporto

## Lettino elettrico massaggi LONDON

### Dimensioni 195x70 D/Ux54/85 cm Motori 1 Codice DD

#### MOVIMENTI MOTORE:

- Altezza (posizione piana): 54-85 cm

#### MOVIMENTI MANUALI:

- Inclinazione schienale 60°

(mediante pistone a gas)

INCLUDE: - Telecomando - Foro facciale - Portarotolo

CERTIFICAZIONI: - 2014/30/EU EMC - 2014/35/EU LVD

Oggi può essere tua a soli

~~da € 930~~ a € 659,00 + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

## Lettino elettrico massaggi ATHENE

### Dimensioni 186x70 D/Ux52/85 cm Motori 1 N Codice DD

#### MOVIMENTI MOTORE:

- Altezza (posizione piana): 52-85 cm

#### MOVIMENTI MANUALI:

- Inclinazione schienale 60°

(mediante pistone a gas)

INCLUDE: - Telecomando - Cuscino con foro viso - Portarotolo

CERTIFICAZIONI: - 2014/30/EU EMC - 2014/35/EU LVD

Oggi può essere tua a soli

~~da € 1.110~~ a € 750,00 + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

## Lettino elettrico VIENNA

### Dimensioni 186x68 D/Ux54/88 cm Colore B/N Codice WE

Lettino a 2 snodi, struttura metallica molto robusta e stabile, Dotato di 1 motore che regola l'altezza, mediante la pulsantiera integrata nel telaio. L'inclinazione dello schienale è regolabile con un pistone a gas. Incluso foro facciale e cuscino poggiatesta estraibile. Ruote retrattili facilitano lo spostamento. Rivestimento in PU di gran qualità e di facile pulizia. Portarotolo incluso. Certificazione 2014/30/UE EMC - 2014/35/EU LVD

Oggi può essere tua a soli

~~da € 1.400~~ a € 790,00 + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE



Senza spese di spedizione



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**



**PER TUTTI I NOSTRI LETTINI  
FORMULA RENT TO BUY  
6 RATE MENSILI SENZA INTERESSI  
O RATEIZZAZIONI SUPERIORI CON INTERESSI**

## Letto elettrico per trattamenti MADRID

**Dimensioni 195x66/46x94 Motori 2**

FUNZIONI MOTORIZZATE:

- Altezza (posizione piana): 46-94 cm - Trendelenburg 25°

FUNZIONI MANUALI:

- Inclinazione (da -30° a +45°) del poggiatesta mediante pistone a gas  
- Inclinazione (da 0° a +70°) del poggiatesta mediante pistone a gas  
- Braccioli regolabili

INCLUDE:- Barra perimetrale per regolare l'altezza - Pedaliera per Trendelenburg - Centralina per dispositivi medici - Poggiatesta con foro viso

- Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento - Portarotolo

CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli

**da € 2.366 a € 1.780,00** + iva e trasporto

## Letto elettrico Bobath PARIS

**Dimensioni 189x120/48x94 Motori 1**

FUNZIONI MOTORIZZATE:

- Altezza (posizione piana): 48-94 cm

FUNZIONI MANUALI:

- Inclinazione (da 0° a +75°) dello schienale mediante pistone a gas

INCLUDE: - Barra perimetrale per regolare l'altezza

- Centralina per dispositivi medici

- Foro facciale - Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento

CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli

**da € 2.450 a € 1.840,00** + iva e trasporto

## Letto elettrico di trazione MOSCA

**Dimensioni 195x66/53x93 Motori 1**

FUNZIONI MOTORIZZATE: Altezza (posizione piana): 53-93 cm

FUNZIONI MANUALI: - Inclinazione (da -45° a +45°) del poggiatesta mediante

pistone a gas - Inclinazione (da 0° a +85°) del poggiatesta mediante pistone a gas

INCLUDE: - Barra perimetrale per regolare l'altezza - Centralina per dispositivi medici - Foro facciale - Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento - Sgabello di flessione

- Supporto regolabile per macchina da trazione

NON INCLUDE: - Macchina di trazione, imbracatura e nastri

CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli

**da € 2.450 a € 1.880,00** + iva e trasporto

## Letto fisso chiropratico stazionato KIEV

**Dimensioni 173x53 D/Ux64/120 cm Colore N Codice DD**

FUNZIONI MANUALI:

- Poggiatesta regolabile: inclinazione, altezza e distanza tra le due sezioni

- Sezione poggiatesta estensibile fino a 12 cm e con inclinazione regolabile (0° a +30°) - 3 sezioni con drop regolabile ed azionamento a pedale: toracica, lombare e pelvica. - 1 sezione con drop regolabile ed azionamento con comando: cervicale

INCLUDE: - Braccioli - Portarotolo per la sezione della testa - Piede regolabile (per stabilizzare)

CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli

**da € 3.220 a € 1.890,00** + iva e trasporto  
**RATE PERSONALIZZATE**



**Rate personalizzate  
Senza interessi**

## Tecar Osteo Warm Light Capacitiva - 300 hz

Il Calore Endogeno che rigenera.

Frequenza 300KHZ Agisce anche in profondità. Completa di 7 elettrodi Capacitivi - 1 Piastra completa di cavo Garanzia 36 mesi - Studio e Portatile - Semplice e facile da usare - Essenziale - Potente - Perfetta - Performante - Trasportabile

**FORMULA RENT TO BUY noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.**

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 5.900~~ a **€ 2.650,00** <sup>+ iva</sup> RATE PERSONALIZZATE

## LaserPro

Laser Pro è il nuovo sistema Elettromedicali per la laserterapia che offre protocolli specifici per le applicazioni più utilizzate e la possibilità di impostare liberamente i parametri di lavoro per un risultato personalizzato e professionale. Le dimensioni ridotte, la facilità d'uso e la versatilità sono le sue caratteristiche principali.

Particolarità LaserPro:

La sorgente laser (classe IV) è del tipo a stadio solido di ultima generazione in grado di erogare fino a 2 Wat in emissione continua e pulsata, con alloggiamento direttamente nel manipolo.

**FORMULA RENT TO BUY noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.**

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 2.990~~ a **€ 2.290,00** <sup>+ iva</sup> RATE PERSONALIZZATE

## Vibromassaggio I-Tech

Apparecchiatura di massaggio vibratorio Professionale corpo e viso. Dotato di 5 testine per diversi trattamenti:

Dolori osteoarticolari, Ritenzioni idrica, Stanchezza, Stress, Cattiva circolazione, Cellulite, Sovrappeso, Smagliature, Tonificazione, Potenzamenti e rassodamento muscolari.

Problemi di transito intestinale, Problemi linfatici, Edema.

Base con ruote per un facile spostamento

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 749~~ a **€ 610,00** <sup>+ iva</sup> RATE PERSONALIZZATE



**Rate personalizzate  
Senza interessi**



MADE IN ITALY



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**

## Lettino elettrico per trattamenti RIGA

### Dimensioni 195x66 D/Ux48/94 cm Colore N Codice DD

FUNZIONI MOTORIZZATE: Altezza (posizione piana): 48-94 cm  
FUNZIONI MANUALI: - Inclinazione (da -30° a +45°) del poggiatesta mediante pistone a gas - Braccioli regolabili  
INCLUDE: - Barra perimetrale per regolare l'altezza - Centralina per dispositivi medici - Foro facciale - Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento - Portarotolo  
CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli  
~~da € 1.806~~ a **€ 1.380,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE



## Lettino idraulico ICEBERG

### Dimensioni 195x66/57x87

DESCRIZIONE:  
Foro facciale Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento  
Portarotolo Rivestimento in PU bianco di grande qualità e facile da pulire.  
CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli  
~~da € 1.949~~ a **€ 1.390,00** + iva e trasporto



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**

## Lettino elettrico per trattamenti OSLO

### Dimensioni 195x66 cm Motori 1 N Codice

FUNZIONI MOTORIZZATE:  
- Altezza (posizione piana): 50-90 cm  
FUNZIONI MANUALI:  
- Inclinazione (da -45° a +70°) dello schienale mediante pistone a gas  
- Inclinazione (da -45° a +70°) del poggiatesta mediante pistone a gas  
INCLUDE: - Barra perimetrale per regolare l'altezza - Centralina per dispositivi medici  
- Foro facciale - Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento - Portarotolo  
CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli  
~~da € 1.890~~ a **€ 1.440,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE



Senza spese di spedizione

## Lettino per fisioterapia a 3 sezioni TORONTO

### Dimensioni 195x61 cm Motori 1

FUNZIONI MOTORIZZATE:  
- Altezza (posizione piana): cm 48-94  
FUNZIONI MANUALI:  
- inclinazione (da -30° a +45°) del poggiatesta con pistone a gas -  
inclinazione (da 0° a +80°) del poggiatesta con pistone a gas - braccioli regolabili  
INCLUDE: - barra perimetrale per regolare l'altezza - centralina per dispositivi medici - poggiatesta con foro viso - sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento - portarotolo

Oggi può essere tua a soli  
~~da € 1.890~~ a **€ 1.480,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE



**TERMO SIGILITTATORI****NEW SEALER SCORPIUS**~~da € 410~~**a € 380,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

Versione elettronica, comunica attraverso le luci e suona la fine del sigillo e consente l'arresto automatico di sicurezza.

Dimensioni della barra saldante: 300 mm

**SEALER SAGITTARIUM**~~da € 530~~**a € 480,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

Versione elettronica, comunica attraverso le luci e suona la fine del sigillo e consente l'arresto automatico di sicurezza.

Dimensioni della barra saldante: 320 mm Dotato di barra portarotolo.

**STERILIZZATORE AD ARIA CALDA****HOT DRY da 1,5 l a 30 l****da 290 € a 960 €**

**FORMULA RENT TO BUY** noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi.  
Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**

## Letto elettrico SALPI

**Dimensioni 197x89/70x53-86 Motori 3 Codice WE**

DESCRIZIONE:

Letto multifunzionale dalle alte prestazioni dotato di 2 motori che regolano l'altezza e l'inclinazione dello schienale. Struttura metallica color marrone. Rivestimento in PU bianco di grande qualità e facile da pulire.

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 1.819~~ a **€ 1.189,00** + iva e trasporto

## Letto elettrico AMSTERDAM

**Dimensioni 200x94x55/95 (con braccioli) cm Motori 3 Codice WE**

DESCRIZIONE:

Letto dalle alte prestazioni, particolarmente indicato per la fisioterapia. È dotato di 3 motori per regolare l'altezza, l'inclinazione dello schienale e il segmento centrale.

Foro facciale e cuscino posturale addizionale. Doppio sistema di poggia braccia: i fissi sono regolabili e quelli laterali sono estraibili. Struttura metallica con ruote retrattili per un facile spostamento. Rivestimento in PU bianco di grande qualità e facile pulizia. Portarotolo compreso.

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 2.100~~ a **€ 1.215,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

## Letto elettrico per trattamenti ROME

**Dimensioni 195x66 D/Ux46/96 cm Colore N/BLU Codice DD**

FUNZIONI MOTORIZZATE:

- Altezza (posizione piana): 46-94 cm

FUNZIONI MANUALI:

- Inclinazione (da -20° a +70°) dello schienale mediante pistone a gas

INCLUDE: - Barra perimetrale per regolare l'altezza - Centralina per dispositivi medicali

- Foro facciale - Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento

- Portarotolo

CERTIFICAZIONI: 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 1.680~~ a **€ 1.290,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE

## Letto elettrico BRUXELLES

**Dimensioni 197x89/70 D/Ux53/86 cm Motori 3 Codice WE**

DESCRIZIONE:

Letto di alta gamma particolarmente progettato per fisioterapia.

È dotato di 3 motori che regolano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e il modulo centrale.

Doppio sistema di poggia braccia: i fissi si regolano tramite un pistone a gas e quelli laterali sono estraibili. Schienale con foro facciale e cuscino posturale addizionale. Robusto telaio metallico a forma di semisfera con due ruote per un facile spostamento. Rivestimento in PU bianco facile da pulire.

Oggi può essere tua a soli

da ~~€ 2.200~~ a **€ 1.340,00** + iva e trasporto  
RATE PERSONALIZZATE



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**



Senza spese di spedizione

**Rate personalizzate  
Senza interessi**

**IMPERIUM COSMETOLOGY AIR 10-20-50****VANTAGGI:**

- Trattamento Veloce
- Non lascia residui tossici
- Innovativo
- Utilizza soltanto l'ossigeno presente nell'aria ambiente
- Non rilascia agenti inquinanti
- Non necessita di additivi o detergenti chimici
- Dimensioni ridotte
- Facile utilizzo

**AMBIENTI**

**Settore Medicale:** Studio Medico, Farmacia, Ambulatori, Usl, Ospedale, Casa di cura e riposo, Centri di Fisioterapia, Riabilitazione

**Settore Privato:** Ufficio aziendale, Negozi, Centro commerciale, Banca, Abitazione, Automobili

**Settore Benessere:** Centro estetico, Centro SPA, Parrucchiere, Palestra

**Settore Alimentare:** Ristorante/pizzeria, Bar, Pasticceria, Azienda alimentare, Self Service/Mensa, Supermercato

**Settore Pubblico:** Scuola, Cinema, Uffici Pubblici, Asili, Palestra

**Settore Alberghiero:** Albergo, B&B, Agriturismo



**Oggi può essere tua a soli**

**da € 1.600 a € 990,00**

**+ iva e trasporto**

**RATE PERSONALIZZATE**

**FORMULA RENT TO BUY noleggio operativo - 10 rate mensili consecutive senza interessi. Interamente detraibile dalle tasse. Possibile noleggio oltre i dieci mesi con interessi.**