

www.nhcelettromedicali.com

Call Center: +39.02.36102100- E-Mail: info@nhcelettromedicali.com



CATALOGO **PROMOZIONALE** DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE 2021

La Casa della Fisioterapia



40% di sconto

MADE IN ITALY



SALAPIUM CREAM CREMA PER TECAR E RADIOFREQUENZA

Senza Allergeni

(Crema a lungo scorrimento)

Confezione

da 12 Bottiglie

da 1000 ml cad.

~~da 240€~~

€ 144,00+ iva

OSSIGENO OZONO TERAPIA

ANTINFIAMMATORIO E ANTIDOLORIFICO

utile in Ortopedia e Traumatologia - Fisioterapia - Medicina dello Sport - Medicina
Estetica - Dermatologia

DA USARSI CON IL MASSAGGIO O CON GLI ELETTROMEDICALI:

Tecar, Onde D'Urto, Ultrasuono, Elettroporatore transdermico.

3 Confezioni da 250 ml in tubo

a solo

€ 89,00 + iva

Disponibile anche in confezioni
da 500 ml



CON BONIFICO ANTICIPATO SENZA SPESE DI SPEDIZIONI

offerta valida
solo per il territorio
italiano

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

66100 Chieti Scalo - 66011 Bucchianico CH

SHOCK WAVE HP LITO

TOP DI GAMMA – DISPLAY 10" FULL TOUCH
5 BAR – LA PIU' POTENTE D'EUROPA
CON IL MANIPOLO AMMORTIZZATO
I TRATTAMENTI SONO INDOLORI
ONDE D'URTO FOCALI E RADIALI
CERTIFICATA MEDICALE PER MEDICI
FISIOTERAPISTI E MASSOFISIOTERAPISTI

**ACQUISTA - NOLEGGIA - PERMUTA
CON ALTRO ELETTROMEDICALE ANCHE
NON FUNZIONANTE**



MADE IN ITALY



**SONO IMPIEGATE IN DIVERSE
BRANCHE TERAPEUTICHE:
ORTOPEDIA
TRAUMATOLOGIA
MEDICINA DELLO SPORT
RIABILITAZIONE
UROLOGIA – ANDROLOGIA
MEDICINA ESTETICA**

**ACQUISTA - NOLEGGIA - PERMUTA
CON ALTRO ELETTROMEDICALE
ANCHE NON FUNZIONANTE**

Anche a 206,25 € + iva al mese

LE OFFERTE DEL CATALOGO SONO VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

NUOVA OSTEO WARM 300

VERSIONE 2020/2021


anche a **187,29 €**

+ iva al mese

ACQUISTA - NOLEGGIA - PERMUTA

CON ALTRO ELETTROMEDICALE ANCHE NON FUNZIONANTE

Nuova Osteo Warm 300 indispensabile in diversi Ambiti terapeutici
Tecar Monopolare e Bipolare - Capacitiva e Resistiva 448 KHZ
anche Automatica senza l'ausilio dell'Operatore



e monopolare

possibilità di approccio



Carrello optional



Anche automatica bipolare



placche per lavoro statico automatico, e in movimento

Corso di formazione gratuito

in dotazione: 2 manipoli
2 placche automatiche
1 piastra
6 elettrodi

TECAR FISIO OSTEO WARM NHC

anche a **166,45 €**
+ iva al mese

ACQUISTA - NOLEGGIA - PERMUTA CON ALTRO ELETTROMEDICALE ANCHE NON FUNZIONANTE

La Tecar NHC è un macchinario di ultima generazione, lavora sia in modalità capacitiva che resistiva. Display touch Screen LED da 10,4 pollici a grande schermo La Capacitiva funziona nei tessuti che contengono un alto contenuto di elettroliti come i muscoli e tessuti molli.

La Resistiva funziona nei tessuti con maggiore resistenza come le Ossa, Tendini e Articolazioni.


In dotazione: 2 manipoli, 1 piastra, tre elettrodi capacitivi e tre resistivi : 20 mm, 40mm, 60mm.

- 2 doppie Frequenze da 300KHZ E 448 KHZ rendono la Capacitiva e la Resistiva davvero
- differenti, profonde e superficiali.
- La Capacitiva rimane più in superficie;
- La penetrazione più profonda del Resistivo può raggiungere 10 cm senza perdita di energia.
- La Tecar NHC ha una potenza massima di 300W
- Alta potenza é sinonimo di ottima qualità.
- La doppia impugnatura opzionale da 80mm consente una migliore flessibilità operativa e un migliore effetto fisioterapico.



Corso di formazione gratuito

ACQUISTA - NOLEGGIA - PERMUTA
(CON ALTRO ELETTROMEDICALE ANCHE NON FUNZIONANTE)



ONDE D'URTO NHC BALISTICHE PNEUMATICHE

anche a **185,41 €** al mese + iva

ACQUISTA - NOLEGGIA - PERMUTA

CON ALTRO ELETTROMEDICALE ANCHE NON FUNZIONANTE

Onde d'Urto NHC

Shock Wave Therapy

Tecnologia: onda d'urto pneumatica

- Modalità operativa: continua e pulsata 4/8/16
 - Livelli di potenza energia: 1-4 bar
 - Display: LCD touch
 - Trasmettitore: 3 trasmettitori in lega
 - Frequenza: alimentazione 1-21Hz
 - 25 protocolli preimpostati e liberi
 - Peso: 23 kg (solo dispositivo)
 - Dimensioni: 52,5X53X95,5 CM (L / W / H)
- Voltaggio: CA 220 V / 50 Hz CA 110 V / 60 Hz



LASER NHC ND-YAG 1064 12W HP

anche **247,91 € AL MESE + IVA**

ACQUISTA - NOLEGGIA - PERMUTA

CON ALTRO ELETTROMEDICALE ANCHE NON FUNZIONANTE



6

Terapia Fisica Firmata NHC

Puntale Laser defocalizzato


Il Laser HP NHC 1005 HPLS ND: YAG 1064 12W realizza Biostimolazioni Fotochimiche in profondità, Stimolazione Metabolica, Analgesia, Antiedemigeni, Antiflogistici, Tratta in assoluta sicurezza in continuo o pulsato, gli stati infiammatori Muscolo-Scheletrici superficiali e profondi.

Display 10" FULL Touch

Protocolli Terapeutici per zone Anatomiche e branche specialistiche

Risultati Rapidi, Sicuri e Garantiti!

Campi di applicazione: Ortopedico, Fisiatrico, Reumatologico, Medicina dello Sport e Dermatologico.



Fibra ottica



Trattamento della tendinite del piede d'oca con Laser HP 1064 NHC

Il laser 1064 nm per il trattamento delle piaghe da decubito o ulcere, sono lesioni della pelle e dei tessuti più profondi causate da una pressione protratta nel tempo, la quale riduce o, nei casi più gravi, interrompe l'afflusso sanguigno della zona



NUOVO LASER

HP BIPOWER LUX NHC

DOPPIA FREQUENZA 12W

LA FORZA E L'EVOLUZIONE DELLA LUCE

Nuovo laser di potenza, con doppia lunghezza d'onda 810 nm e 980 nm 12W direttamente sulla cute, senza dispersioni. Le due lunghezze d'onda permettono di ottenere un ottimo effetto di biostimolazione antinfiammatoria e un'elevata penetrazione nei tessuti. Il Laser Bipower Lux NHC permette di migliorare subito i sintomi di patologie infiammatorie e con il suo elevato livello di assorbimento nei liquidi, produce un alto effetto antalgico antidolorifico.

Indispensabile in ambito ortopedico, neurologico, dermatologico e nell'ambito della Medicina dello Sport, permette il recupero veloce e la guarigione di molti sportivi, per i quali il tempo è fattore determinante nella loro carriera.

ACCESSORI IN DOTAZIONE BIPOWER LUX 12 WAT

- Manipolo in Fibra ottica 1
- Occhiali protezione laser 2
- Manuale d'uso in DVD 1
- Chiave USB 1
- Interlock 1
- Pedale con protezione piede 1
- Cavo di alimentazione 1
- Fusibili 2



MULTIFUNZIONE UNIK 4

UNIK 4 COMPRENDE: ELETTROTHERAPIA - MAGNETOTERAPIA
ULTRASUONOTERAPIA - LASERTERAPIA

Il multifunzione unik4 il centro di fisioterapia in un unico apparecchio per ridurre i tempi di lavoro. L'elettroterapia abbinata alle altre metodiche contemporaneamente: laser/magneto/ultrasuono

Caratteristiche Fisiche:

Dimensioni:

280x195x97mm. (LxPxH);

Peso 3kg;

Peso (completo con borsa ed applicatori): 4900 grammi;

Alimentazione da rete



UNIK 4

Un intero Centro
di Fisioterapia
in una mano



Lampada a infrarossi con lampada da 275 W per trattamenti di termoterapia. È fornita di un braccio articolato e uno stativo dalla massima stabilità.

Lampada infrarossi con Stativo (con base)


Dimensioni: 77x30x25 275W

PRESSOTERAPIA TOTAL BODY + INFRAROSSI + ELETTROSTIMOLATORE

La pressoterapia Thermoriscaldante, 3 azioni in una, agisce sulla circolazione venosa e linfatica, sugli inestetismi estetici quali cellulite, adiposità localizzate e ritenzione di liquidi.

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE:

- Presso-Massaggio azionato da un'elettropompa
- Apparecchio sequenziale, gambali e fasce, da applicare su di una parte o su tutto il corpo.
- Apparecchio Elettrostimolatore, applicato sulle zone da trattare mediante elettrodi di diverse forme e misure in gomma conduttiva.



CAMERA IPERBARICA - OSSIGENOTERAPIA

anche a soli **268,75 € AL MESE + IVA**

OSSIGENOTERAPIA - IPERBARICA IPEROSSIGENAZIONE - SISTEMICA STIMOLA - RIGENERA - RINFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO ED ESERCITA UNA FORTE AZIONE ANTINFIAMMATOIA E ANTIEDEMATIGENA

Indicazioni

Fibromialgia; Gravi condizioni ischemiche di organi ed apparati; Ipoacusie o sordità improvvise; Infezioni acute e croniche dei tessuti molli; Osteomielite Cronica Refrattaria; Necrosi Ossea Asettica; Paradontopatia; Lesioni Tissutali post attiniche (Radioterapia); Fratture Ossee a rischio; Malattia da Decompressione; 11 Embolia gassosa arteriosa (iatrogena o barotraumatica; Gangrena gassosa da clostridi; Gangrena e Ulcere cutanee nel paziente Diabetico (Piede Diabetico); Intossicazione da monossido di carbonio; Lesioni da schiacciamento e sindrome compartimentale; Innesti cutanei e lembi a rischio; Ulcere cutanee da insufficienza arteriosa, venosa e post-traumatica; Osteonecrosi asettica; Retinopatia pigmentosa; Sindrome di Meniere; Sindrome Algodistrofica.

In Fisioterapia: Accelera le guarigioni Nello Sport: migliora performance e recupero.

In Medicina:consigliata in molte patologie.

Consulente Scientifico Dott. Imbriani Nicola



ACQUISTA - NOLEGGIA - PERMUTA

CON ALTRO ELETTROMEDICALE ANCHE NON FUNZIONANTE

LE OFFERTE DEL CATALOGO SONO VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

LATIS

LETTINO ELETTRICO 1 MOTORE

Lettino Electric Massage Bed

Dimensioni/Dimensions:

195x70x54-85 cm

Peso/ Weight: 50 kg -

Max. Carico/ Max. Load: 200 kg max

Motore elettrico/ Electric motor: 1

Altezza (posizione piana): 54-85 cm Height
(flat position): 54-85 cm

Inclinazione schienale 60° (mediante
pistone a gas) - 60° backrest inclination
(by gas piston)

Incluso: Telecomando - Foro facciale -
Portarotolo



ACRUM

LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI 3 MOTORI

Lettino dalle alte prestazioni, specialmente indicato per la fisioterapia. È dotato di 3 motori per regolare l'altezza, l'inclinazione dello schienale e il segmento centrale.

Foro facciale e cuscino posturale addizionale. Doppio sistema di appoggio braccia: i fissi sono regolabili e quelli laterali sono estraibili. Struttura metallica con ruote retrattili per un facile spostamento. Rivestimento in PU bianco di grande qualità e facile pulizia. Portarotolo compreso.

Dimensioni con braccioli:

200x94x55/95 cm

Peso: 79 kg

Rivestimento: PU



TORAC

LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI 2 SEZIONI 1 MOTORE

Letto a 2 sezioni particolarmente indicato per trattamenti di fisioterapia, con foro facciale e cuscino poggiatesta. Dotato di 1 motore che controlla l'altezza mediante un sistema perimetrale. Schienale regolabile tramite pistone a gas. Dispone di 4 ruote, 2 delle quali attivabili per facilitare il movimento. Rivestimento in PVC grigio e portarotolo incluso.

Dimensioni prodotto: 198x68x43/77 cm
Peso: 57 Kg - Rivestimento: PVC



12

LUMB

LETTINO ELETTRICO 2 SEZIONI 1 MOTORE

Letto Lumb 2 sezioni massaggio, lettino ad alta stabilità. Letto dalle alte prestazioni, specialmente indicato per la fisioterapia.

Regolazione motorizzata elettricamente in altezza (su e giù 54/88 cm) e regolazione dello schienale meccanico. Pulsantiera per la regolazione elettrica inserita nel poggiatesta

Poggiatesta regolabile con foro facciale sotto poggiatesta staccabile.

Telaio metallico robusto con ruote a scomparsa per facilitare il suo movimento. Tappezzeria PVC bianco di alta qualità e facile pulizia.

Misure: 186x68x54 cm Peso: 57,5 Kg Tappezzeria: PVC Motori: 1

COLORE Bianco o Nero

kg 74 PESO MAX



CERVIC

LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI 1 MOTORE

Letto a 2 sezioni con una struttura molto stabile e un design minimalista. È fornito di 1 motore che permette regolare l'altezza. L'inclinazione dello schienale è regolabile con un pistone a gas. Facile spostamento tramite 2 ruote incorporate. Rivestimento in PU bianco di gran qualità e facile pulizia.

Dimensioni prodotto:

190x70x53 cm.

Peso: 71 kg.

Rivestimento: PU.

Foro viso. Su e Giù 53/86 cm.



13

HERN

LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI 2 SEZIONI 1 MOTORE

Letto multifunzionale a 2 sezioni dal design elegante. Dotato di 1 motore che regola l'altezza mediante una pulsantiera integrata nel telaio. L'inclinazione dello schienale è regolabile attraverso un pistone a gas. Rivestimento bianco in PU di gran qualità e facile da pulire. Portarotolo incorporato.

Dimensioni prodotto:

196x70x61/86 cm

Peso: 65 Kg

Rivestimento: PU



SPHEN

LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI DI FISIOTERAPIA 3 MOTORI

Letto di alta gamma specialmente progettata per fisioterapia. Ha 3 motori che regolano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e il modulo centrale. Doppio sistema di poggia braccia, estraibili e regolabili con pistone a gas. Schienale con foro viso e cuscino posturale addizionale. Robusto telaio metallico con due ruote per un facile spostamento. Tappezzeria in PU di colore grigio scuro di facile pulizia e gran qualità su un'imbottitura si alta densità. Portarotolo compreso.



Dimensioni senza braccioli:

200x73x53/86 cm

Dimensioni con braccioli:

200x96x53/86 cm

Peso: 77 Kg

Rivestimento: PU

14

COXI

LETTINO DA MASSAGGIO

Letto fisso a 1 snodo dalla struttura metallica bianca. Inclinazione dello schienale regolabile manualmente. Cuscino poggiatesta estraibile e foro facciale.

Rivestimento bianco in PVC facile da pulire.

001.A26

Dimensioni: 183x61x75 cm 26 Kg



DORS

LETTINO DA MASSAGGIO

Letto fisso multifunzionale a 1 snodo dalla struttura robusta. Inclinazione dello schienale regolabile manualmente e foro facciale. Rivestimento in PVC bianco di facile pulizia. Dotato di portarotolo. Letto fisso multifunzionale a 1 snodo dalla struttura robusta. Inclinazione dello schienale regolabile manualmente e foro facciale. Rivestimento in PVC bianco di facile pulizia. Dotato di portarotolo.

002.A26
188x63x71 cm
31 Kg



ILIM

LETTINO DA MASSAGGIO

Letto a 1 snodo dalla struttura cromata. Inclinazione dello schienale regolabile manualmente. Cuscino poggiatesta estraibile con foro facciale. Rivestimento in PU bianco di grande qualità e facile pulizia.

2203.A26
Dimensioni: 183x61x75 cm
28 Kg



LETTINO ELETTRICO CHIROPRACTICO E POSTUROLOGO LEOPOLI CON DROP

“Il Lettino Elettrico Leopoli, con la struttura, realizzata con sezioni, **i suoi sette segmenti, i 4 drop** e tutti gli ausili del lettino permettono di lavorare sul paziente con tecniche e metodiche chiropratiche e posturologiche esistenti, più innovative e all'avanguardia .

Funzioni Motorizzate

Altezza (posizione piana): 46-66 cm

Funzioni Manuali

Poggiatesta regolabile: inclinazione, altezza e distanza tra le due sezioni

Sezione poggipiedi estensibile fino a 12 cm e con inclinazione regolabile (0° a +30°)

3 sezioni con drop regolabile ed azionamento a pedale: toracica, lombare e pelvica.

1 sezione con drop regolabile ed azionamento con comando: cervicale

Lunghezza: 188 cm - Larghezza: 62 cm - Altezza: 46-66 cm - Peso: 100 kg



Peso max.: 225 kg - Motori: 1 - Spessore del materasso: 8 cm - Densità: 36 kg/m³

Include:

Pedaliera - Centralina per dispositivi medicali - Braccioli - Portarotolo per la sezione della testa
2 ruote per spostamenti - Certificazione CE 93/42/EEC Direttiva sui dispositivi medici”

CARRELLO ALABAMA

139,90 €

+ iva
e spedizioni

Carrello metallico bianco dal design semplice e pratico. È dotato di un cassetto con chiave e 3 ampi ripiani in vetro traslucido su cui riporre la strumentazione. Totale mobilità grazie alle sue 4 ruote.

Dimensioni: 60X46,5X80,5 cm

CODICE: WE



CARRELLO FLORIDA

79,50 €

+ iva
e spedizioni

Carrello di metallo bianco, dal design semplice e pratico. Dotato di 3 grandi ripiani di vetro traslucido per il posizionamento delle attrezzature. Mobilità totale grazie alle sue 4 ruote.

Dimensioni: 60x45x80 cm Peso: 16 Kg

CODICE: WE

CARRELLO TENNESSE

139,90 €

+ iva
e spedizioni

Carrello dalla struttura in metallo bianco dotato di un cassetto con chiave e 3 ripiani, disegnato per appoggiarvi delle apparecchiature e riporre multipli accessori. Totale mobilità grazie alle 4 ruote.

Dimensioni: 55,5x42x82 cm

CODICE: WE



CARRELLO VIRGINIA

144,90 €

+ iva
e spedizioni

Carrello dalla struttura metallica bianca con 2 ripiani e 2 cassette con chiave, disegnato per appoggiarvi delle apparecchiature o per immagazzinare multipli accessori. Mobilità totale grazie alle sue 4 ruote.

Dimensioni: 55,5x42x82 cm

CODICE: DD

 **La Casa della fisioterapia**

ACQUISTA NOLEGGIA PERMUTA

(CON ALTRO ELETTROMEDICALE ANCHE NON FUNZIONANTE)

OFFERTE USATO GARANTITO

**Radiofrequenza e
Cavitazione Medica**

**RIGENERATO!
USATO GARANTITO**



WWW.NHCELETTROMEDICALI.COM

Call Center: +39 02.36102100 - email: info@nhcelettromedicali.com